

Умные весы анализаторы

Руководство пользователя

Futula Scale 7



Описание прибора

Данный прибор оснащен светодиодным дисплеем и высокоточными датчиками для измерения веса и 47 параметров тела человека (вес, процент жира, процент жира в левой верхней конечности, процент жира в правой верхней конечности, процент жира в корпусе, процент жира в левой нижней конечности, процент жира в правой нижней конечности, объем жира, объем жира левой верхней конечности, объем жира правой верхней конечности, объем жира корпуса, объем жира левой нижней конечности, объем жира правой нижней конечности, мышечная масса, мышечная масса левой верхней конечности, мышечная масса правой верхней конечности, мышечная масса корпуса, мышечная масса левой нижней конечности, мышечная масса правой нижней конечности, процент воды в теле, процент белка в теле, масса скелетных мышц, масса неорганических солей, костная масса, сухая масса тела, масса внеклеточной воды, масса внутриклеточной воды, масса клеток тела, масса подкожного жира, процент подкожного жира, тип тела, рекомендуемое потребление калорий, индекс массы тела, оценка тела, возраст тела, соотношение талия-бедра, количество висцерального жира, ожирение, базальная скорость метаболизма, идеальная масса тела, объем контроля массы тела, объем контроля жира, объем контроля мышц, физическая нагрузка, частота сердечных сокращений в состоянии покоя) с использованием проводящей ИТО-ленты. Поверхность весов из закаленного стекла разработана таким образом, чтобы сделать прибор безопасным и нескользящим, эстетически привлекательным и подходящим для домашнего измерения массы и состава тела.

Весы поддерживают измерение небольших предметов, их можно использовать для ежедневного взвешивания.

Примечание: Для измерения параметров тела, кроме веса, необходимо встать на весы босиком, чтобы датчики считали всю информацию и передали ее в приложение.)

Меры предосторожности

- Используйте весы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Устройство предназначено для использования в помещении с нормальной влажностью, для некоммерческой эксплуатации.
- Для предотвращения повреждения устройства не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если платформа или другие части весов повреждены. Не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться весами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную твердую поверхность. Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов и не подвергайте их ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Используйте всегда только рекомендованный тип батареек. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батарей плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Не рекомендуется пользоваться весами беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре.

Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.

Технические характеристики


1. Название Futula Scale 7
2. Номер модели: Futula Scale 7
3. Единицы измерения: килограммы/фунты
4. Размер прибора: 300×300×33мм
5. Размер платформы из закаленного стекла: 295×295×5мм
6. Вес нетто: 1,6 кг
7. Диапазон измерения: 0,1-180 кг
8. Цена деления: <100 кг: 0,05 кг, > 100кг: 0,1 кг
9. Единица измерения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя: число ударов в минуту (уд/мин)
10. Цена деления измерения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя: $\geq 85\% \pm 5$ уд/мин, $\geq 90\% \pm 10$ уд/мин.
11. Измерение мелких предметов
12. Разъем для заряда: Type C
13. Рабочая температура: +5~+40 °C
14. Рабочая влажность: 90%
15. Температура хранения: +5~+40 °C
16. Рекомендуемая влажность во время хранения: 90%
17. Зарядное устройство 5В 1А(в комплект не входит)
18. Срок службы: 3 года

Расшифровка ошибок

Err0	Ошибка биоимпеданс измерений
Err1	Ошибка измерения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя:
Err2	Ошибка подключения к WiFi
Err3	Ошибка подключения к роутеру
Err4	Ошибка загрузки данных по WiFi
FAIL	Нарушение сопряжения WiFi

Начало работы

Коснитесь весов, чтобы они активировались. Когда отобразится значение "0.00" потяните за панель измерения и держите ее на вытянутых руках под прямым углом как показано на рисунке. Аккуратно встаньте на весы босыми ногами. Дождитесь, когда вес зафиксируется, значение на дисплее весов мигнет три раза, а затем перейдет в состояние измерения содержания жира и других параметров организма. Дождитесь, пока все данные измерений перестанут мигать и зафиксируются, после чего они будут синхронно отображаться в интерфейсе приложения [Futula Scale] на смартфоне. После завершения измерений весы автоматически отключатся через 10 секунд.





X



X



. Внимание

Взвешиваемый объект не должен превышать 150% от номинального диапазона, чтобы не повредить измерительные компоненты. При взвешивании необходимо установить ноги параллельно и на одном уровне. Избегайте нажима или перекаса, поскольку это приводит к искажению результатов. Каждый раз, когда вы взвешиваетесь, старайтесь держаться прямо, поддерживая тело под прямым углом. Точечное нажатие пятками или пальцами может значительно исказить результаты измерений. Старайтесь равномерно распределить вес тела. Необходимо проводить измерения босыми ногами, при этом кожа ног должна быть сухой и равномерно контактировать с "рисунком" ИТО-электрода. Перед началом взвешивания необходимо удалить полиэтиленовую упаковку и транспортировочный материал с корпуса весов.

Если вы хотите взвеситься несколько раз подряд, выполните повторное измерение после того, как на экране появится надпись "0.00".

V. Рекомендации по использованию приложения

Начало работы и регистрация

1. Отсканируйте QR код, чтобы скачать приложение <Futula Scale> или загрузите его на PlayMarket или AppStore. Установите приложение на ваш смартфон.



2. Следуйте подсказкам для регистрации. Необходимо принять условия пользовательского соглашения для начала работы.
3. Перед подключением и использованием, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Добро пожаловать в Futula Scale!

Здравствуй, спасибо, что
выбрали Futula Scale!
Пожалуйста, следуйте
инструкциям, чтобы
правильно использовать
ваше устройство.

Пропустить

Понятно

4. Войдите на главную страницу приложения и выполните вход/регистрацию. При первом использовании введите правильные персональные параметры для текущего пользователя.

Войти

Электронная почта

Пароль



Я прочитал и согласен с условиями
использования «Futula Scale» и
политикой конфиденциальности


[Забыв пароль?](#)

Войти

[Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь](#)

5. Слегка надавите на корпус весов, чтобы активировать экран, и убедитесь, что Bluetooth и GPS включены на смартфоне.

6. Выберите умные весы Futula Scale 7 в списке найденных устройств и выберите опцию "Добавить устройство" для подключения.



Если ваша версия iOS13.0 или выше, вам необходимо включить разрешение Bluetooth.

← →




Пожалуйста, нажмите среднюю кнопку(измерение) , чтобы установить соединение.

← →




Примечание: Вам необходимо подождать, пока данные будут зафиксированы. Пожалуйста, используйте устройство на ровной и твердой поверхности, не ставьте весы на ковер или неровную плитку.

← →




Включите и держите устройство в рабочем состоянии, чтобы его можно было обнаружить.


7. После успешного соединения вы будете видеть умные весы Futula Scale 7 в списке подключенных устройств на главной странице приложения.




8. Выберите сеть в соответствии с подсказками или введите логин и пароль WiFi 2,4 гГц (они должны содержать не более 8 символов, используйте только латинские буквы и цифры) после подключения Bluetooth. Затем войдите на страницу "Настройки устройства" с помощью значка "три точки" в правом верхнем углу и выберите опцию "Настроить сеть".




9. В разделе "Настройки устройства" можно также отрегулировать яркость экрана, установить "Целевой вес" и другие параметры.



10. В разделе "Общие настройки" вы также можете выбрать единицы измерения и язык.






11. Вы можете переключать пользователей, нажимая их аватар. Выбранный профиль помечен "птичкой".



Измерения можно проводить двумя способами

12. Встать на весы и дождаться, пока данные измерения будут зафиксированы. Не вставайте с платформы весов до завершения измерений. Далее войдите в приложение и выберите "Синхронизировать данные весов", чтобы посмотреть все результаты измерений.

13. Выберите Futula Scale 7 в списке подключенных устройств и выберите "Взвешивание на весах". Коснитесь поверхности весов, чтобы дисплей активировался и весы подключились к смартфону. Стойте неподвижно на платформе весов до фиксации результатов взвешивания. После завершения измерений результаты автоматически будут внесены в профиль пользователя. Нажмите на значок каждого показателя, чтобы просмотреть детали полученных данных и получить пояснения к показателям.



● Режим взвешивания с ребенком на руках

14. После нажатия на "Взвешивание" Выберите "Добавить пользователя" и введите данные ребенка.

15. Следуя подсказкам в приложении, сначала отделите вес взрослого и дождитесь, когда данные зафиксируются. Затем снова встаньте на платформу с ребенком на руках. После завершения измерений, вы увидите данные веса ребенка в приложении. Обратите внимание, что для взвешивания взрослого необходимо переключить пользователя. Для этого зайдите в приложения и выберите нужный профиль.

- Отслеживание данных измерений

16. Войдите во вкладку "Тенденция", чтобы отследить динамику изменения показателей



Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания и найти контакты авторизованного Сервисного Центра



Гарантийные обязательства

- Мы предоставляем гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения: правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
- Срок гарантии начинается с даты покупки.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности прибора, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров и неподходящего адаптера для зарядки.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.